

ゲージ管（注射針）

SUS 304

記号(G)	外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	内 径 (mm)	長 さ (mm)	公 差	
					外径	内径
30G	0.31	0.09	0.13	1000	±0.01	±0.02
29G	0.33	0.09	0.15	//	±0.01	±0.02
28G	0.35	0.09	0.17	//	±0.01	±0.02
27G	0.41	0.11	0.19	//	±0.01	±0.02
26G	0.45	0.11	0.23	//	±0.01	±0.02
25G	0.51	0.125	0.26	//	±0.01	±0.02
24G	0.55	0.125	0.30	//	±0.01	±0.02
23G	0.63	0.15	0.33	//	±0.01	+0.04-0.01
22G	0.71	0.15	0.41	//	±0.02	+0.04-0.02
21G	0.81	0.15	0.51	//	±0.02	+0.04-0.02
20G	0.88	0.15	0.58	//	±0.02	+0.04-0.02
19G	1.06	0.18	0.70	//	±0.02	+0.04-0.02
18G	1.26	0.18	0.90	//	±0.02	+0.04-0.02
17G	1.48	0.18	1.12	//	±0.02	+0.04-0.02
16G	1.61	0.18	1.25	//	±0.02	+0.04-0.02
15G	1.81	0.18	1.45	//	±0.03	+0.04-0.02
14G	2.11	0.21	1.69	//	±0.03	±0.08
13G	2.41	0.21	1.99	//	±0.03	±0.08
12G	2.76	0.18	2.40	//	±0.03	±0.08
11G	3.06	0.21	2.64	//	±0.03	±0.08
10G	3.40	0.28	2.84	//	±0.03	±0.08
9G	3.75	0.28	3.19	//	±0.03	±0.08
8G	4.20	0.28	3.64	//	±0.03	±0.08
7G	4.57	0.28	4.01	//	±0.03	±0.08